

BERLE PODPAŽNÍ DURALOVÁ NASTAVITELNÁ C€



Snadno nastavitelná výška berle pomocí pojistného kolíku i madla pomocí křídlové matky.

Velikosti:

S - GR305 94 - 114 cm Úhrada zdravotní pojišťovny (kód): 93254

M - GR306 114 - 134 cm Úhrada zdravotní pojišťovny (kód): 93254

L - GR307 134 - 154 cm Úhrada zdravotní pojišťovny (kód): 93254

Seznam odborností lékařů pro preskripci na poukaz:

CHR - chirurgie

NEU - neurologie, dětská neurologie

ORT - ortopedie

PRL - všeobecné praktické lékařství

REH - rehabilitační a fyzikální medicína

Výrobce: FAZZINI SRL, S.S. PADANA SUP.317.-20090 VIMODRONE,

Itálie

Dodavatel: **HC solutions s.r.o.**
Obránců míru 2146
753 01 Hranice

IČ: 07555229
Dič: CZ 07555229
Tel: +420 608 192 869

info@hc-solutions.cz
www.hc-solutions.cz