

HYGIENICKÝ NÁSTAVEC NA WC S BOČNÍ FIXACÍ BEZ VÍKA

Model TESEO 10-PP €



Popis nástavce:

Zápusťný hygienický nástavec na WC s jednoduchým systémem fixace bezpečnostním šroubem, je vhodný pro instalaci na většinu toaletních mís. Je vyrobený z pevného netoxického polypropylénového materiálu, který se rychle přizpůsobí tělesné teplotě. Nástavec je určen zejména pro ty, kteří mají problémy s klouby, dosedáním nebo vstáváním. Povrch výrobku je odolný vůči skvrnám, dá se lehce čistit. Doba použitelnosti nástavce je stanovena na 5 roků.

Technické parametry:

Šířka:	36,6 cm
Výška:	10 cm
Hloubka:	40,7 cm
Nosnost:	200 Kg
Velikost otvoru:	26 x 20 cm

Dodavatel: **HC solutions s.r.o.**
Obránců míru 2146
753 01 Hranice

IČ: 07555229
Dič: CZ 07555229
Tel: +420 608 192 869

info@hc-solutions.cz
www.hc-solutions.cz

Kód zdravotní pojišťovny:

93265

Seznam odborností lékařů pro preskripci na poukaz:

GER - geriatric

NEU - neurologie, dětská neurologie

ORT - ortopedie

PRL - všeobecné praktické lékařství

REH - rehabilitační a fyzikální medicína

Výrobce: K - Design SRL, Galleria Goito 18, 191 21 LaSpezia, Itálie

Dodavatel: **HC solutions s.r.o.**
Obránců míru 2146
753 01 Hranice

IČ: 07555229
Dič: CZ 07555229
Tel: +420 608 192 869

info@hc-solutions.cz
www.hc-solutions.cz